



Hydrocolloid blister plasters – Feet

Cod: CER365

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione: Cerotti per vesciche con tecnologia idrocolloidale. Ultrasottili, impermeabili e discreti; assorbono l'essudato, favorendo la cicatrizzazione e riducendo sfregamenti e dolore. Dermatologicamente testati.

Dimensioni: Dimensioni imballaggio: 7 × 2 × 13 cm.

Istruzioni: Non forare la vescica. Pulire e asciugare accuratamente la cute. Scaldare il cerotto tra le mani, rimuovere i liner e applicare senza tensione centrando l'area dolente. Lasciare in sede finché i bordi si sollevano; per rimuovere, tirare lentamente parallelamente alla pelle. Uso singolo.



English

Description: Hydrocolloid plasters for blisters. Ultra-thin, waterproof and discreet; absorb exudate to promote healing while cushioning and reducing friction and pain. Dermatologically tested.

Dimensions: Packaging dimensions: 7 × 2 × 13 cm.

Instructions: Do not puncture the blister. Clean and dry the skin thoroughly. Warm the plaster in your hands, remove liners and apply without stretching, centered over the blister. Leave until edges lift; to remove, slowly stretch parallel to the skin. Single use.

Français

Description: Pansements hydrocolloïdes pour ampoules. Ultra-fins, étanches et discrets ; absorbent l'exsudat pour favoriser la cicatrisation tout en amortissant et réduisant les frottements et la douleur. Testés dermatologiquement.

Dimensions: Dimensions de l'emballage : 7 × 2 × 13 cm.

Instructions: Ne pas percer l'ampoule. Nettoyer et bien sécher la peau. Réchauffer le pansement entre les mains, retirer les films et appliquer sans étirer, centré sur l'ampoule. Laisser en place jusqu'au soulèvement des bords ; pour retirer, étirer lentement parallèlement à la peau. Usage unique.

Deutsch

Beschreibung: Hydrokolloid-Pflaster für Blasen. Sehr dünn, wasserdicht und unauffällig; nehmen Exsudat auf, fördern die Heilung und verringern Reibung und Schmerz. Dermatologisch getestet.

Abmessungen: Verpackungsmaße: 7 × 2 × 13 cm.

Anleitung: Blase nicht öffnen. Haut gründlich reinigen und trocknen. Pflaster in den Händen anwärmen, Schutzfolien entfernen und ohne Zug mittig aufbringen. Belassen bis sich Ränder lösen; zum Abnehmen langsam parallel zur Haut ziehen. Einmalprodukt.

Español

Descripción: Apósitos hidrocoloides para ampollas. Ultrafinos, impermeables y discretos; absorben el exudado para favorecer la cicatrización a la vez que amortiguan y reducen la fricción y el dolor. Probados dermatológicamente.



Dimensiones: Dimensiones del embalaje: 7 × 2 × 13 cm.

Instrucciones: No perfora la ampolla. Limpie y seque bien la piel. Caliente el apósito entre las manos, retire los protectores y aplique sin estirar, centrando sobre la ampolla. Mantenga hasta que los bordes se levanten; para retirarlo, estire lentamente paralelo a la piel. De un solo uso.