



Product name - VedoPremium – Digital clinical thermometer (PIC)

Cod: TER172

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione

Termometro clinico elettronico digitale VedoPremium (PIC).

Caratteristiche tecniche

Maxi display; sonda flessibile; beep di fine; memoria ultima misurazione; allarme febbre visivo; sonda impermeabile (waterproof). Metodo non predittivo. Unità °C/°F; 1 tasto; range 32,0–43,9 °C. LCD, risoluzione 0,1 °C, passo 0,1, cifra >4 mm, simboli L/H. Batteria SR41 con indicatore di batteria bassa. Condizioni d'uso 10–55 °C; UR 15–95% non condensante. Stoccaggio –25–55 °C; UR 15–95%. Memoria: ultima misurazione. Buzzer con tono diverso + luce colorata in caso di febbre.

Istruzioni

Accendere con ON/OFF; attendere 'L' lampeggiante con °C/°F. Posizionare la sonda (orale/ascellare/rettale). Tempi indicativi: ~1



min orale/rettale; ~12 min ascellare. Beep + retroilluminazione a fine misura; leggere il valore. Pulire con panno morbido/alcol isopropilico; immersione consentita.

English

Description

VedoPremium digital clinical thermometer (PIC).

Technical specifications

Maxi display; flexible probe; end-of-measurement beep; last-reading memory; visual fever alarm; waterproof probe. Non-predictive method. Units °C/°F; 1 key; range 32.0–43.9 °C. LCD, 0.1 °C resolution, 0.1 step, digit >4 mm, L/H symbols. Battery SR41 with low-battery indicator. Operating 10–55 °C; RH 15–95% non condensing. Storage –25–55 °C; RH 15–95%. Memory: last reading. Different buzzer tone + coloured light when fever is detected.

Instructions

Switch ON; wait for flashing 'L' with °C/°F. Place probe (oral/axillary/rectal). Typical times: ~1 min oral/rectal; ~12 min axillary. Beep + backlight at the end; read the value. Clean with soft cloth/isopropyl alcohol; immersion allowed.

Français

Description

Thermomètre clinique électronique VedoPremium (PIC).

Caractéristiques techniques

Maxi écran ; sonde flexible ; bip de fin ; mémoire de la dernière mesure ; alarme visuelle de fièvre ; sonde étanche. Méthode non prédictive. Unités °C/°F ; 1 touche ; plage 32,0–43,9 °C. LCD, résolution 0,1 °C, pas 0,1, chiffre >4 mm, symboles L/H. Pile SR41 avec indicateur de pile faible. Utilisation 10–55 °C ; HR 15–95 % non condens. Stockage –25–55 °C ; HR 15–95 %. Mémoire : dernière mesure. Buzzer avec tonalité différente + lumière colorée en cas de fièvre.

Instructions

Allumer ; attendre « L » clignotant avec °C/°F. Placer la sonde (oral/axillaire/rectal). Temps indicatifs : ~1 min oral/rectal ; ~12 min axillaire. Bip + rétroéclairage en fin de mesure ; lire la valeur. Nettoyer avec chiffon doux/alcool isopropylique ; immersion autorisée.



Deutsch

Beschreibung

Elektronisches klinisches Digitalthermometer VedoPremium (PIC).

Technische Merkmale

Maxi-Display; flexible Sonde; Signalton; Speicher des letzten Werts; visueller Fieberalarm; wasserdichte Sonde. Nicht prädiktives Verfahren. Einheiten °C/°F; 1 Taste; Bereich 32,0–43,9 °C. LCD, Auflösung 0,1 °C, Schritt 0,1, Ziffer >4 mm, Symbole L/H. Batterie SR41 mit Batteriewarnung. Betrieb 10–55 °C; rF 15–95 % (nicht kondens.). Lagerung –25–55 °C; rF 15–95 %. Speicher: letzter Messwert. Summer mit anderem Ton + farbigem Licht bei Fieber.

Gebrauchsanweisung

Einschalten; auf blinkendes „L“ mit °C/°F warten. Sonde platzieren (oral/axillär/rektal). Richtzeiten: ~1 Min. oral/rektal; ~12 Min. axillär. Signalton + Hintergrundbeleuchtung am Ende; Wert ablesen. Mit weichem Tuch/Isopropylalkohol reinigen; Eintauchen erlaubt.

Español

Descripción

Termómetro clínico electrónico VedoPremium (PIC).

Características técnicas

Pantalla maxi; sonda flexible; pitido final; memoria de la última medición; alarma visual de fiebre; sonda impermeable. Método no predictivo. Unidades °C/°F; 1 tecla; rango 32,0–43,9 °C. LCD, resolución 0,1 °C, paso 0,1, dígito >4 mm, símbolos L/H. Pila SR41 con indicador de batería baja. Funcionamiento 10–55 °C; HR 15–95 % no condensante. Almacenamiento –25–55 °C; HR 15–95 %. Memoria: última lectura. Zumbador con tono diferente + luz de color en caso de fiebre.

Instrucciones

Encender; esperar «L» intermitente con °C/°F. Coloque la sonda (oral/axilar/rectal). Tiempos orientativos: ~1 min oral/rectal; ~12 min axilar. Pitido + retroiluminación al final; lea el valor. Limpie con paño suave/alcohol isopropílico; se permite inmersión.