



SELF FIX – BENDE ELASTICHE COESIVE AUTOADERENTI

Cod: BEN249 • BEN248 • BEN253

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione

Benda elastica coesiva autoaderente (aderisce su sé stessa, non alla pelle), morbida e traspirante. Ideale per fissaggio di medicazioni e leggera contenzione; applicazione rapida e pratica.

Dimensioni

Disponibili in tre misure (lunghezza 4 m):
- BEN249: 6 cm × 4 m



- BEN248: 8 cm × 4 m
- BEN253: 10 cm × 4 m

Istruzioni d'uso

Applicare dalla porzione distale a quella prossimale con sovrapposizione ~50%. Regolare la tensione in modo confortevole. Fissare l'estremità facendo aderire la benda su sé stessa. Rimuovere e riapplicare se necessario.

English

Description

Self- adherent cohesive elastic bandage (sticks to itself, not to the skin), soft and breathable. Ideal for securing dressings and light support; fast and practical application.

Dimensions

Available in three sizes (length 4 m):

- BEN249: 6 cm × 4 m
- BEN248: 8 cm × 4 m
- BEN253: 10 cm × 4 m

Instructions for use

Apply from distal to proximal with ~50% overlap. Adjust tension for comfort. Secure by letting the bandage adhere to itself. Remove and reapply if needed.

Français

Description

Bande élastique cohésive auto- adhérente (adhère sur elle- même, pas sur la peau), souple et respirante. Idéale pour la fixation des pansements et une légère contention ; application rapide.

Dimensions

Disponibles en trois tailles (longueur 4 m) :

- BEN249 : 6 cm × 4 m
- BEN248 : 8 cm × 4 m
- BEN253 : 10 cm × 4 m

Mode d'emploi

Appliquer de distal vers proximal avec ~50 % de chevauchement. Ajuster la tension pour le confort. Fixer en laissant la bande adhérer sur elle- même. Retirer et réappliquer si nécessaire.



Deutsch

Beschreibung	Selbsthaftende kohäsive Elastikbinde (haftet auf sich selbst, nicht auf der Haut), weich und atmungsaktiv. Ideal zum Fixieren von Verbänden und für leichte Stützung; schnelle Anwendung.
Abmessungen	In drei Größen erhältlich (Länge 4 m): - BEN249: 6 cm × 4 m - BEN248: 8 cm × 4 m - BEN253: 10 cm × 4 m
Gebrauchsanweisung	Von distal nach proximal mit ca. 50 % Überlappung anlegen. Spannung komfortabel einstellen. Ende fixieren, indem die Binde auf sich selbst haftet. Bei Bedarf abnehmen und neu anlegen.

Español

Descripción	Venda elástica cohesiva auto- adherente (se adhiere sobre sí misma, no a la piel), suave y transpirable. Ideal para fijar apósitos y para contención ligera; aplicación rápida y práctica.
Dimensiones	Disponibles en tres tamaños (longitud 4 m): - BEN249: 6 cm × 4 m - BEN248: 8 cm × 4 m - BEN253: 10 cm × 4 m
Instrucciones de uso	Aplicar de distal a proximal con ~50 % de solape. Ajustar la tensión para la comodidad. Fijar dejando que la venda se adhiera sobre sí misma. Retirar y reaplicar si es necesario.