



PLASTOSAN – Hypoallergenic TNT adhesive tape (spool)

Cod: CER231

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italian

Descrizione: Cerotto adesivo in TNT (tessuto non tessuto) ipoallergenico su rocchetto, morbido e conformabile; indicato per il fissaggio di medicazioni su pelli sensibili.

Dimensioni: Formato: 5 m × 2,5 cm (rocchetto).

Istruzioni: Tagliare la lunghezza desiderata. Applicare su pelle pulita e asciutta esercitando una leggera pressione. Evitare il contatto diretto dell'adesivo con la ferita. Sostituire secondo necessità.

English

Descrizione: Hypoallergenic non- woven (TNT) adhesive tape on spool, soft and conformable; ideal for securing dressings on sensitive skin.

Dimensioni: Size: 5 m × 2.5 cm (spool).

Istruzioni: Cut to the desired length. Apply to clean, dry skin with gentle pressure. Avoid direct adhesive contact with the wound.



Replace as needed.

French

Descrizione: Sparadrap en non- tissé hypoallergénique sur dévidoir, souple et confortable ; indiqué pour fixer les pansements sur peaux sensibles.

Dimensioni: Format : 5 m × 2,5 cm (bobine).

Istruzioni: Couper à la longueur souhaitée. Appliquer sur peau propre et sèche en exerçant une légère pression. Éviter le contact direct de l'adhésif avec la plaie. Remplacer si nécessaire.

German

Descrizione: Hypoallergenes Vlies- Klebeband auf Rolle, weich und anpassungsfähig; geeignet zum Fixieren von Verbänden bei empfindlicher Haut.

Dimensioni: Größe: 5 m × 2,5 cm (Rolle).

Istruzioni: Auf gewünschte Länge zuschneiden. Auf saubere, trockene Haut aufbringen und leicht andrücken. Direkten Klebekontakt mit der Wunde vermeiden. Bei Bedarf wechseln.

Spanish

Descrizione: Esparadrapo hipoalergénico de tejido no tejido en carrete, suave y adaptable; apto para fijar apósitos en pieles sensibles.

Dimensioni: Tamaño: 5 m × 2,5 cm (carrete).

Istruzioni: Corte a la longitud deseada. Aplique sobre piel limpia y seca presionando suavemente. Evite el contacto directo del adhesivo con la herida. Sustituir cuando sea necesario.