



Pharmaduct – SOFT Plasters for abrasions and slight burns (Sterile)

Cod: CER378

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italian

Descrizione: Cerotti morbidi e ipoallergenici per abrasioni e lievi scottature. Tampone in garza con strato di alluminio per non aderire alla ferita e rimozione atraumatica. Sterili.

Dimensioni: 4 pezzi: 2 pz 7,5 × 7,5 cm e 2 pz 10 × 7,5 cm.

Istruzioni: Pulire e disinfettare l'area; asciugare bene la pelle. Applicare il cerotto centrando il tampone sulla zona da proteggere e premere i bordi. Sostituire se sporco o quotidianamente. Uso



singolo. Non applicare su ferite infette.

English

Descrizione: Soft, hypoallergenic plasters for abrasions and slight burns. Aluminium-coated gauze pad to avoid sticking to the wound for atraumatic removal. Sterile.

Dimensioni: 4 pieces: 2 pcs 7.5 × 7.5 cm and 2 pcs 10 × 7.5 cm.

Istruzioni: Clean and disinfect the area; dry the skin. Apply the plaster with the pad over the lesion and press the edges. Replace if soiled or daily. Single use. Do not apply on infected wounds.

French

Descrizione: Pansements souples et hypoallergéniques pour abrasions et brûlures légères. Compresse en gaze avec couche d'aluminium pour éviter l'adhérence à la plaie et permettre un retrait atraumatique. Stériles.

Dimensioni: 4 pièces : 2 pcs 7,5 × 7,5 cm et 2 pcs 10 × 7,5 cm.

Istruzioni: Nettoyer et désinfecter la zone ; bien sécher la peau. Poser le pansement avec la compresse centrée et presser les bords. Remplacer s'il est sale ou chaque jour. Usage unique. Ne pas appliquer sur plaies infectées.

German

Descrizione: Weiche, hypoallergene Pflaster für Abschürfungen und leichte Verbrennungen. Gazekompressen mit Aluminiumschicht, die nicht an der Wunde haftet – atraumatisches Entfernen. Steril.

Dimensioni: 4 Stück: 2 Stk 7,5 × 7,5 cm und 2 Stk 10 × 7,5 cm.

Istruzioni: Bereich reinigen und desinfizieren; Haut gut trocknen. Pflaster mit dem Kissen über die Stelle legen und Ränder fest andrücken. Bei Verschmutzung oder täglich wechseln. Einmalprodukt. Nicht auf infizierte Wunden kleben.

Spanish

Descrizione: Apósitos suaves e hipoalergénicos para abrasiones y quemaduras leves. Almohadilla de gasa con capa de aluminio para evitar que se adhiera a la herida y facilitar una retirada atraumática. Estériles.

Dimensioni: 4 unidades: 2 uds 7,5 × 7,5 cm y 2 uds 10 × 7,5 cm.

Istruzioni: Limpie y desinfecte la zona; seque bien la piel. Coloque el apósito con la almohadilla centrada y presione los bordes. Sustituir si se ensucia o a diario. De un solo uso. No aplicar sobre



heridas infectadas.

PVS SpA – Cassina de Pecchi IT - Rev. 10/11/2025