

PIC Solution – Delicate plaster (with antibacterial pad)

Cod: CERO71

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione: Cerotti delicati e conformabili, ipoallergenici, con tampone antibatterico che aiuta a proteggere la ferita e riduce il rischio di contaminazione. Adatti alla pelle sensibile.

Dimensioni: Confezione: 20 pezzi – Taglia MEDIUM. Cerotto 19 x 72 mm.

Istruzioni: Pulire e asciugare accuratamente la pelle. Applicare il cerotto posizionando il tampone sulla ferita; premere bene i bordi.



Sostituire se sporco o quotidianamente. Uso singolo.

English

Descrizione: Delicate, conformable and hypoallergenic plasters with antibacterial pad that helps protect the wound and reduces the risk of contamination. Suitable for sensitive skin.

Dimensioni: Pack: 20 pieces – Size MEDIUM. Plaster 19 × 72 mm.

Istruzioni: Clean and dry the skin thoroughly. Apply with the pad over the wound and press edges firmly. Replace if soiled or daily. Single use.

French

Descrizione: Pansements délicats, conformables et hypoallergéniques, avec compresse antibactérienne qui protège la plaie et réduit le risque de contamination. Convient aux peaux sensibles.

Dimensioni: Boîte : 20 pièces – Taille MEDIUM. Pansement 19 × 72 mm.

Istruzioni: Nettoyer et bien sécher la peau. Poser le pansement avec la compresse sur la plaie et presser les bords. Remplacer s'il est sale ou chaque jour. Usage unique.

German

Descrizione: Sanfte, anschmiegsame und hypoallergene Pflaster mit antibakteriellem Wundkissen zum Schutz der Wunde und zur Verringerung des Kontaminationsrisikos. Für empfindliche Haut geeignet.

Dimensioni: Packung: 20 Stück – Größe MEDIUM. Pflaster 19 × 72 mm.

Istruzioni: Haut gründlich reinigen und trocknen. Pflaster mit dem Kissen über der Wunde aufbringen und Ränder fest andrücken. Bei Verschmutzung oder täglich wechseln. Einmalprodukt.

Spanish

Descrizione: Apósitos delicados, conformables e hipoalergénicos con almohadilla antibacteriana que ayuda a proteger la herida y reduce el riesgo de contaminación. Apto para piel sensible.

Dimensioni: Envase: 20 unidades – Talla MEDIUM. Apósito 19 × 72 mm.

Istruzioni: Limpie y seque bien la piel. Aplique con la almohadilla sobre la herida y presione los bordes. Sustituir si se ensucia o a diario. De un solo uso.



PVS SpA – Cassina de Pecchi IT - Rev. 10/11/2025